



**Koppert**

# Bewaarinstructie Mycotal 5kg

## 1. Sluit de Mycotal zak na gebruik goed af

Om de kwaliteit van Mycotal te behouden, is het belangrijk de zak na gebruik goed af te sluiten. Voorkom blootstelling aan lucht en vocht. Gebruik hiervoor de Koppert afsluitclip.



## 2. Bewaar Mycotal gekoeld

Plaats de goed afgesloten zak direct na gebruik in de koeling.



## 3. Houdbaarheid geopende zak

Een geopende Mycotal zak is, mits goed afgesloten en gekoeld bewaard, één maand houdbaar.

